Дифференцированный подход при выполнении лабораторных работ по физике

А.К Атаманченко

(г.Таганрог, ТМОЛ-4)

Не секрет, что в сформированных учебных классах, а порой даже и в профильных, есть расслоение учащихся по своим способностям. И единый подход при решении учебных задач не всегда приносит пользу хорошо успевающим ученикам, а порой и вред. Эта группа учеников начинает работать без нужного напряжения, и развитие их способностей приостанавливается. Возникает проблема. Как быть?

Частично, выход был найден через организацию факультативных занятий и дифференцируемый контроль усвояемости изученного материала, через разноуровневое тестирование, но дифференцированный подход практически не используется при выполнении лабораторных работ.

В данной статье я хочу показать, что и лабораторный эксперимент можно дифференцировать. Рассмотрю это на примере лабораторной работы 8 класса. Тема работы: « Определение коэффициента полезного действия электрического нагревателя». Работа предложена в четырех вариантах и рассчитана на 1 час. Все эти варианты выполняют одни и те же цели и задачи.

Первый вариант выполняется по инструкции с подробным алгоритмом хода работы с использованием лабораторного набора «L-микро» и предназначен для слабоуспевающих учеников.

Второй вариант выполняется в домашних условиях и предназначен для учащихся часто болеющих или находящихся на домашнем обучении. Работа состоит из двух частей. В первой части предлагается решить расчетную задачу, близкую по содержанию к практической работе. Вторая часть - чисто практическая, в которой нужно определить К.П.Д. бытового электронагревательного прибора.

Хорошо успевающим ученикам предлагается третий вариант. Им выдается только нагревательный элемент и приложенный к нему общий план деятельности по проведению эксперимента. В задании указаны только цели работы. Учащиеся должны продумать ход работы, подобрать необходимое оборудование и провести эксперимент.

Четвертый вариант представлен в виде дидактической карты с изображенной электрической цепью и заданием к ней. Этот вариант можно использовать для всех групп, с разным уровнем знаний, как учебно-тренировочное упражнение.

Содержание второго и четвертого вариантов можно представить и в интерактивном виде, если есть такая возможность

Лабораторная работа

Определение коэффициента полезного действия электрического нагревателя

Вариант 1

Цель работы:

Научиться одному из методов определения коэффициента полезного действия электрического нагревателя.

Оборудование и средства измерения:

Источник постоянного тока на 4-6 В, нагревательный элемент — спираль, амперметр, вольтметр, ключ, проводники, калориметр, мензурка, вода, термометр, секундомер (часы).

Содержание и метод выполнения работы:

Коэффициент полезного действия нагревателя связан соотношением:

К. П. Д. =
$$\frac{Q_{\Pi}}{Q_{3}} * 100\%$$
 (1),

Где Q_{π} – количество теплоты, которое пошло на нагревание жидкости (полезная теплота) и определяется по формуле:

$$Q_{\Pi} = c \cdot m(t_2^{\circ} - t_1^{\circ})$$
 (2),

где с - удельная теплоемкость жидкости,

т –масса жидкости, которую кипятят,

 t_2° –конечная температура жидкости, –

 t_1° -начальная температура жидкости,

 $Q_{\rm 3}$ –количество теплоты, которое выделяет нагреватель (затраченная теплота) и определяется по формуле:

$$Q_3 = P \cdot t$$
 (3),

где Р – мощность электрического нагревателя,

t – интервал времени, за который закипела жидкость.

Уравнения 2 и 3 подставим в 1,получим:

К. П. Д. =
$$\frac{c \cdot m(t_2^{\circ} - t_1^{\circ})}{P \cdot t} \cdot 100\%$$
 (4)

Массу жидкости выразим через формулу:

$$m = \rho \cdot V$$
 (5),

где ρ – плотность жидкости,

V – объем жидкости, налитой для кипячения.

Уравнение 5 подставим в 4, получим:

К. П. Д. =
$$\frac{c \cdot \rho \cdot V \quad (t_2^{\circ} - t_1^{\circ})}{P \cdot t} \cdot 100\%$$
 (6)

Мощность электрического нагревателя вычисляется по формуле:

Время, за которое закипит жидкость, определяется часами. Удельная теплоемкость и плотность жидкости определяются по справочнику.


Указания к выполнению работы

1. Подготовить таблицу для записи результатов, определяемых в ходе работы.

Определить								Вычислить	
$C_{\scriptscriptstyle \mathrm{B}}$	$P_{\scriptscriptstyle m B}$	$V_{\scriptscriptstyle m B}$	t_1	t_2	U	I	t	Р	к.п.д.
<u>Дж</u> кг · °C	$\frac{\mathrm{K}\Gamma}{\mathrm{M}^3}$	м ³	°C	°C	В	А	С	Вт	%

2. Занести в таблицу справочные данные удельной теплоемкости и плотности воды.

3. Собрать электрическую цепь по схеме:




Спираль в воду не помещать.

- 4. Замкнуть цепь, снять показания с амперметра и вольтметра. Вычислить электрическую мощность, потребляемую спиралью по формуле (7):
- 5. Во внутренний сосуд калориметра налить определенный объем воды и замерить начальную ее температуру. Данные занести в таблицу.
- 6. Опустить нагревательную спираль в сосуд с водой.
- 7. Замкнуть цепь и одновременно засечь по секундомеру (часам) время начала нагрева воды.
- 8. Через 7-10 минут цепь разомкнуть и замерить температуру воды. Время нагрева и конечную температуру занести в таблицу.
- 9. Вычислить К.П.Д. электрического нагревателя. Результат занести в таблицу.
- 10. Сделать вывод о проделанной работе.

Контрольные вопросы

На практике для нагрева воды применяют следующие виды соединения спиралей:



При каком виде соединения, за одно и то же время, выделится больше энергии?

Вариант 2

(Домашний вариант)

Цель работы:

- 1. Вычислить К.П.Д. бытового электронагревательного прибора.
- 2. Определить стоимость израсходованной электроэнергии за время кипячения воды.

Часть 1

Для лучшего уяснения поставленной задачи, решите задачу на тепловое действие электрического тока.

Электрический кипятильник мощностью 1 кВт, работающий от сети с напряжением 220 В, за 12 минут нагревает 1,5 л воды на 88°С. Определите стоимость израсходованной энергии и силу тока в цепи. Тариф – 3 рубля за 1кВт·ч. Чему равен К.П.Д. нагревателя?

Часть 2

В вашем распоряжении электронагревательный прибор (электрический кипятильник, электрический самовар или электрический чайник).

Составьте план выполнения работы и проведите эксперимент.

В отчет включить: тему и цель работы, необходимое оборудование и принадлежности, расчеты эксперимента с занесением их в таблицу, выводы, ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- 1. Увеличится или уменьшится К.П.Д. электрического чайника, если на его стенках появилась накипь (отложение солей)?
- 2. Зависит ли К.П.Д. чайника от того открыт он или закрыт?

Примечание: При отсутствии термометра, для определения начальной температуры воды, подумайте, как можно обойтись без него.

Вариант 3

В вашем распоряжении электрический нагреватель (проволочная спираль на колодке)

Цель работы:

- 1. Опытным путем определить потребляемую мощность электрической спирали.
- 2. Вычислить К.П.Д. исследуемого нагревательного элемента.

Общий план деятельности по выполнению эксперимента:

- 1. Разработать принципиальную электрическую схему эксперимента.
- 2. Продумать ход работы эксперимента.
- 3. Определить необходимые для проведения эксперимента приборы и материалы и подобрать их самим.
- 4. Собрать установку для проведения эксперимента.
- 5. Подготовить таблицы для занесения результатов измерений и вычислений.
- 6. Провести эксперимент и произвести необходимые расчеты и занести их в таблицу.
- 7. Выполнить анализ полученных данных, сформулировать вывод.
- 8. Ответить на контрольные вопросы.


Контрольные вопросы

1. На электрическом кипятильнике стерты паспортные данные, т.е. мощность не указана. Предложите способы определения мощности этого кипятильника.


Вариант 4

(Практическая работа)

Дана дидактическая карта 1 с изображенной электрической цепью и заданием к ней.



¹ Рисунки заимствованы из книги М.А. Ушакова «Наглядные задачи по физике» М. «Высшая школа» 1978.



Воду из мензурки перелили в сосуд и испарили. Рассчитайте время, затраченное на испарение воды. К.П.Д. плитки 50%

Примечание:

Помимо решения поставленной задачи, в отчете нужно:

- 1. Сформулировать тему и цель практической работы.
- 2. Записать оборудование и средства измерения.
- 3. Нарисовать принципиальную схему изображенной электрической цепи.
- 4. Наметить ход работы.
- 5. Произвести соответствующие измерения и вычисления. Данные занести в таблицу.
- 6. Сделать вывод и ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- 1. При каких условиях закипает любая жидкость?
- 2. Каково назначение реостата в цепи?
- 3. С какими параметрами реостат пригоден для работы в изображенной цепи?